

KERN OZB-A5602

Achromatisch objectief 0,7 x

KERN



Categorie

| | |
|------------------|----------------------|
| Merk | Optics |
| Productcategorie | Optische Instrument |
| Productgroep | Microscoop objectief |

Ontwerp

| | |
|-------------|---|
| Anti fungus | ✓ |
|-------------|---|

Milieuomstandigheden

| | |
|-------------------------|-------|
| Opslagtemperatuur [Min] | -5 °C |
| Opslagtemperatuur [Max] | 40 °C |

Verpakking & verzending

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Afreesbaarheid kracht [d] (N) | 1 d |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 55×55×25 mm |
| Nettogewicht | 0,5 kg |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Nettogewicht ca. | 0,50 kg |
| Brutogewicht ca. | 0,70 kg |
| Verzendgewicht | 0,7 kg |

Objectief

| | |
|----------------------|--------------|
| Objectiefkwaliteit | Achromatisch |
| Objectief vergroting | 0,7 x |

Pictogrammen

STANDARD

