

# KERN OZB-A5603

**KERN**

Plan-achromatisch objectief, 1 x



## Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Optische Instrument
Productgroep	Microscoop objectief

## Ontwerp

Anti fungus	✓
-------------	---

## Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

## Verpakking & verzending

Afleesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	55×55×25 mm
Nettogewicht	0,5 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,50 kg
Brutogewicht ca.	0,70 kg
Verzendgewicht	0,7 kg

## Objectief

Objectiefkwaliteit	Plan-achromatisch
Objectief vergroting	1 x

## Pictogrammen

### STANDARD

