

# KERN OZB-A5604

**KERN**

Achromatisches Objektiv 1,5 x, nur in Verbindung mit OZB-A5603



## Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Optisches Instrument
Produktgruppe	Mikroskopobjektiv

## Bauform

Anti-Fungus	✓
-------------	---

## Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-5 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	55×55×25 mm
Nettogewicht	0,5 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,50 kg
Bruttogewicht ca.	0,70 kg
Versandgewicht	0,7 kg

## Objektiv

Objektivqualität	Achromatisch
Objektiv Vergrößerung	1,5 x

## Piktogramme

STANDARD

