

# KERN OZB-A5604

**KERN**

Achromatisch objectief 1,5 x, Alleen in combinatie met OZB-A5603



## Categorie

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Merk             | Optics               |
| Productcategorie | Optische Instrument  |
| Productgroep     | Microscoop objectief |

## Ontwerp

|             |   |
|-------------|---|
| Anti fungus | ✓ |
|-------------|---|

## Milieuomstandigheden

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Opslagtemperatuur [Min] | -5 °C |
| Opslagtemperatuur [Max] | 40 °C |

## Verpakking & verzending

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Afreesbaarheid kracht [d] (N) | 1 d          |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 55×55×25 mm  |
| Nettogewicht                  | 0,5 kg       |
| Verzendmethode                | Pakketdienst |
| Nettogewicht ca.              | 0,50 kg      |
| Brutogewicht ca.              | 0,70 kg      |
| Verzendgewicht                | 0,7 kg       |

## Objectief

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Objectiefkwaliteit   | Achromatisch |
| Objectief vergroting | 1,5 x        |

## Pictogrammen

STANDARD

