

# KERN OZB-A56 1 1

Achromatisches Vorsatzobjektiv 0,37 x

# KERN



## Piktogramme

### STANDARD



## Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Optisches Instrument
Produktgruppe	Vorsatzobjektiv

## Bauform

Anti-Fungus	✓
-------------	---

## Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-5 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	55×55×25 mm
Nettogewicht	0,5 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,50 kg
Bruttogewicht ca.	0,70 kg
Versandgewicht	0,7 kg

## Objektiv

Objektivqualität	Achromatisch
Objektiv Vergrößerung	0,37 x
Objektiv Arbeitsabstand	275 mm