

KERN OZB-A56 1 1

KERN

Obiettivo supplementare acromatico 0,37 x



Categoria

Marchio	Optics
Categoria di prodotto	Strumento ottico
Gruppo di prodotti	Obiettivo supplementare

Design

Anti fungus	✓
-------------	---

Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min]	-5 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	55×55×25 mm
Peso netto	0,5 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,50 kg
Peso lordo ca.	0,70 kg
Peso di spedizione	0,7 kg

Obiettivo

Qualità delle lenti	Acromatico
Obiettivo ingrandimento	0,37 x
Obiettivo distanza di lavoro	275 mm

Pittogrammi

STANDARD

