

KERN OZB-A56 1 1

Achromatisch voorzetobjectief 0,37 x



Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Optische Instrument
Productgroep	Voorzetobjectief

Ontwerp

Anti fungus	✓
-------------	---

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending

Afleesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	55×55×25 mm
Nettogewicht	0,5 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,50 kg
Brutogewicht ca.	0,70 kg
Verzendgewicht	0,7 kg

Objektief

Objectiefkwaliteit	Achromatisch
Objectief vergroting	0,37 x
Objectief werkende afstand	275 mm

Pictogrammen

STANDARD

