

KERN OZB-A56 12

Achromatisches Vorsatzobjektiv 0,5 x

KERN



Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Optisches Instrument
Produktgruppe	Vorsatzobjektiv

Bauform

Anti-Fungus	✓
-------------	---

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-5 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	55×55×25 mm
Nettogewicht	0,5 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,50 kg
Bruttogewicht ca.	0,70 kg
Versandgewicht	0,7 kg

Objektiv

Objektivqualität	Achromatisch
Objektiv Vergrößerung	0,5 x
Objektiv Arbeitsabstand	195 mm