

# KERN OZB-A56 12

Obiettivo supplementare acromatico 0,5 x

**KERN**



## Categoria

Marchio	Optics
Categoria di prodotto	Strumento ottico
Gruppo di prodotti	Obiettivo supplementare

## Design

Anti fungus	✓
-------------	---

## Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min]	-5 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

## Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	55×55×25 mm
Peso netto	0,5 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,50 kg
Peso lordo ca.	0,70 kg
Peso di spedizione	0,7 kg

## Obiettivo

Qualità delle lenti	Acromatico
Obiettivo ingrandimento	0,5 x
Obiettivo distanza di lavoro	195 mm

## Pittogrammi

STANDARD

