

# KERN OZB-A56 13

Achromatisches Vorsatzobjektiv 0,7 x

# KERN



## Piktogramme

STANDARD



### Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Optisches Instrument
Produktgruppe	Vorsatzobjektiv

### Bauform

Anti-Fungus	✓
-------------	---

### Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-5 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

### Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	55×55×25 mm
Nettogewicht	0,5 kg
Versandart	Paketservice
Nettogewicht ca.	0,50 kg
Bruttogewicht ca.	0,70 kg
Versandgewicht	0,7 kg

### Objektiv

Objektivqualität	Achromatisch
Objektiv Vergrößerung	0,7 x
Objektiv Arbeitsabstand	145 mm