

KERN OZB-A56 13

Objectif additionnel achromatique 0,7 x

KERN



Catégorie

Marque	Optics
Catégorie de produits	Instrument optique
Groupe de produit	Objectif additionnel

Forme de construction

Anti fungus	✓
-------------	---

Conditions environnementales

Température de stockage [Min]	-5 °C
Température de stockage [Max]	40 °C

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	55×55×25 mm
Poids net	0,5 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,50 kg
Poids brut env.	0,70 kg
Poids d'expédition	0,7 kg

Objectifs

Qualité des objectifs	Achromatique
Objectif magnification	0,7 x
Objectif distance de travail	145 mm

Pictogrammes

STANDARD

