

# KERN OZB-A56 15

Objectif additionnel achromatique 1,5 x

**KERN**



## Catégorie

Marque	Optics
Catégorie de produits	Instrument optique
Groupe de produit	Objectif additionnel

## Forme de construction

Anti fungus	✓
-------------	---

## Conditions environnementales

Température de stockage [Min]	-5 °C
Température de stockage [Max]	40 °C

## Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	55×55×25 mm
Poids net	0,5 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,50 kg
Poids brut env.	0,70 kg
Poids d'expédition	0,7 kg

## Objectifs

Qualité des objectifs	Achromatique
Objectif magnification	1,5 x
Objectif distance de travail	58 mm

## Pictogrammes

STANDARD

