

# KERN OZB-A5707

**KERN**

C-mount-camera-adapter voor SLR camera's (Olympus)



## Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Optische Instrument
Productgroep	Microscoop camera-adapter

## Ontwerp

Type camera-adapter	Bayonett
Ondersteunde cameratypes	Olympus
C-Mount focusseerbaar	✓
C-Mount vergroting	3,5 x

## Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

## Verpakking & verzending

Aflesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	100×80×50 mm
Nettogewicht	0,2 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,20 kg
Brutogewicht ca.	0,50 kg
Verzendgewicht	0,5 kg

## Pictogrammen

STANDARD



1 DAY