

KERN OZB-A5781

KERN

Medidas LxP 188x160 mm, trajeto: 76x65 mm, (luz de incidência) + (Luz de transmissão)



Categoria

Marca	Optics
Categoria de produto	Instrumento ótico
Grupo de produto	Mesa para microscópio

Condições ambientais

Temperatura de armazenamento [Min]	-5 °C
Temperatura de armazenamento [Max]	40 °C

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (LxPxA)	260x240x100 mm
Peso líquido	1,5 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	1,6 kg
Peso bruto aprox.	2,0 kg
Peso de envio	2 kg

Pictogramas

STANDARD

