

# KERN OZB-A5782

**KERN**

Table à mouvements croisés à réglage mécanique pour microscopes stéréo



## Catégorie

Marque	Optics
Catégorie de produits	Instrument optique
Groupe de produit	Table de microscope

## Conditions environnementales

Température de stockage [Min]	-5 °C
Température de stockage [Max]	40 °C

## Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	260×240×100 mm
Poids net	1,5 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	1,6 kg
Poids brut env.	2,0 kg
Poids d'expédition	2 kg

## Pictogrammes

STANDARD

