

# KERN OZB-A6301

**KERN**

Individualiteit, veelzijdigheid en flexibel werken dankzij ons modulaire systeem ► ECO-Universale standaards



## Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Microscoop
Productgroep	Stereomicroscoopstandaard
Productfamilie	OZB-UE

## Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	280×290×300 mm
--------------------	----------------

## Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

## Verpakking & verzending

Afleesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	440×435×245 mm
Nettogewicht	4,325 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	4,4 kg
Brutogewicht ca.	6 kg
Verzendgewicht	9,4 kg

## Pictogrammen

STANDARD

