

KERN OZB-A6301

KERN

Individualidade, multiplicidade e trabalho flexível por meio do nosso sistema de unidades estruturais padronizadas ► ECO -Colunas de suporte universais



Categoria

Marca	Optics
Categoria de produto	Microscópio
Grupo de produto	Suporte microscópio estéreo
Família de produto	OZB-UE

Desenho

Dimensões (L×P×A)	280×290×300 mm
-------------------	----------------

Condições ambientais

Temperatura de armazenamento [Min]	-5 °C
Temperatura de armazenamento [Max]	40 °C

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	440×435×245 mm
Peso líquido	4,325 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	4,4 kg
Peso bruto aprox.	6 kg
Peso de envio	9,4 kg

Pictogramas

STANDARD

