

# KERN OZB-A7101EU

**KERN**

Professionelle Beleuchtungseinheiten garantieren eine herausragende, gleichmäßige und starke Ausleuchtung



Nettogewicht ca.	0,95 kg
Bruttogewicht ca.	1,00 kg
Versandgewicht	1 kg

## Piktogramme

### STANDARD



## Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Mikroskop
Produktgruppe	Mikroskopbeleuchtung
Produktfamilie	OZB-IR

## Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

## Bauform

Abmessungen (B×T×H)	99×90×33 mm
Beleuchtungsart	LED
Beleuchtungsstärke	4,5W
Farbtemperatur	6500-7000 K
Beleuchtung dimmbar	✓
Ringbeleuchtung Durchmesser	6,2 cm

## Energieversorgung

mitgelieferte Stromversorgung	Netzteil
Steckernetzteil / Adapter für Länder - Optional	EURO

## Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	0 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	250×150×80 mm
Nettogewicht	0,9375 kg
Versandart	Paketdienst