

# KERN OZB-A7101UK

**KERN**

Professionele verlichtingsunits voor een uitstekende, gelijkmatige en krachtige verlichting



Brutogewicht ca. 1,00 kg  
Verzendgewicht 1 kg

## Pictogrammen

### STANDARD



## Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Microscoop
Productgroep	Microscoopverlichting
Productfamilie	OZB-IR

## Approval

CE-teken	✓
----------	---

## Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	99×90×33 mm
Beleuchtungsart	LED
Verlichtingssterkte	4,5 W
Kleurtemperatuur	6500-7000 K
Verlichting dimbaar	✓
Ringverlichting diameter	6,2 cm

## Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Voedingseenheid
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	UK

## Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	0 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	250×150×80 mm
Nettogewicht	0,9375 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,95 kg