

KERN OZG 493

KERN

De specialist voor juweliërs en de sieradenindustrie



Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Microscop
Productgroep	Stereomicroscop
Productfamilie	OZG-4

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	310×170×350 mm
Optisch systeem	Greenough
Tubus type	Binoculair
Hoek van de tubus	45°
Tubus 360° rotatie	✓
Oculairen vast	✓
Dioptrische aanpassing	beide zijden
Dioptrische aanpassing [Min]	-5
Dioptrische aanpassing [Max]	5
Contrastmethode	Helderveld Donkerveld
Interpupilaire afstand [Max]	75 mm
Interpupilaire afstand [Min]	55 mm

Oculair

Oculair veldbreedte	WF
Oculair vergroting	10 x
Oculair gezichtsveld	20 mm
Oculair diameter	30,5 mm

Focus

Draaimomentregeling	✓
---------------------	---

Werkende afstand	86 mm
Zoom [Min]	0,7 x
Zoom [Max]	3,6 x
Vergroting	5,1:1
Blikveld [Min]	5,6 mm
Blikveld [Max]	28 mm
Focusmechanisme	grove scherpstelling
Totale standaardvergroting [Min]	7 x
Totale standaardvergroting [Max]	36 x

Verlichting

Type verlichting invallend licht	Halogen
Verlichtingsintensiteit invallend licht	10 W
Verlichtingsintensiteit doorvallend licht	10 W
Type verlichting doorvallend licht	Halogeen
Verlichtingssterkte	Opvallend licht Doorverlichting

Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	220 V
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	220 V
Plug-in voedingseenheid type	Ingebouwde voedingseenheid
Bijgeleverde stroomvoorziening	Voedingseenheid
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	UK

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	470×365×245 mm
Nettogewicht	5,348 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	6 kg
Brutogewicht ca.	6 kg
Verzendgewicht	8,4 kg

KERN OZG 493



De specialist voor juweliers en de sieradenindustrie

Pictogrammen

STANDARD

