

# KERN OZL 461

# KERN

Invidualiteit, veelzijdigheid en flexibel werken door ons modulaire systeem -> stereomicroscopkoppen



Zoom [Max]	4,5 x
Vergroting	6,4:1
Blikveld [Min]	28,6 mm
Blikveld [Max]	4,4 mm
Monsterhoogte [Max]	140 mm
Totale standaardvergroting [Min]	7 x
Totale standaardvergroting [Max]	45 x

## Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	320×240×240 mm
Nettogewicht	1,085 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	1,2 kg
Brutogewicht ca.	2,0 kg
Verzendgewicht	3,7 kg

## Pictogrammen

### STANDARD



## Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Microscop
Productgroep	Stereomicroscop-hoofd
Productfamilie	OZB-M

## Approval

CE-teken	✓
----------	---

## Ontwerp

Optisch systeem	Greenough
Tubus type	Binoculair
Hoek van de tubus	45°
Tubus 360° rotatie	✓
Oculairen vast	✓
Dioptrische aanpassing	beide zijden
Dioptrische aanpassing [Min]	-5
Dioptrische aanpassing [Max]	5
Interpupilaire afstand [Max]	75 mm
Interpupilaire afstand [Min]	55 mm

## Oculair

Oculair veldbreedte	HWF
Gezichtspunt	High Eye Point
Oculair vergroting	10 x
Oculair gezichtsveld	20 mm
Oculair diameter	30 mm

## Focus

Werkende afstand	105 mm
Zoom [Min]	0,7 x