

KERN OZO 556

KERN

Individualiteit, veelzijdigheid en flexibel werken door ons modulaire systeem -> stereomicroscopkoppen



Totale standaardvergroting [Max] 70 x

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min] -5 °C

Opslagtemperatuur [Max] 40 °C

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N) 1 d

Afmetingen verpakking (B×D×H) 310×300×220 mm

Nettogewicht 2,4514 kg

Verzendmethode Pakketdienst

Nettogewicht ca. 2,6 kg

Brutogewicht ca. 3,0 kg

Verzendgewicht 4,1 kg

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Microscop
Productgroep	Stereomicroscop-hoofd
Productfamilie	OZB-M

Ontwerp

Optisch systeem	Greenough
Tubus type	Binoculair
Hoek van de tubus	35°
Tubus 360° rotatie	✓
Dioptrische aanpassing	beide zijden
Dioptrische aanpassing [Min]	-6
Dioptrische aanpassing [Max]	6
Interpupilaire afstand [Max]	76 mm
Interpupilaire afstand [Min]	52 mm

Oculair

Oculair veldbreedte	HSWF
Gezichtspunt	High Eye Point
Oculair vergroting	10 x
Oculair gezichtsveld	23 mm
Oculair diameter	30 mm

Focus

Werkende afstand	108 mm
Zoom [Min]	0,8 x
Zoom [Max]	7 x
Vergroting	8,8:1
Blikveld [Min]	28,75 mm
Blikveld [Max]	3,3 mm
Totale standaardvergroting [Min]	8 x