

KERN OZP 551

KERN

Individualität, Vielfalt und flexibles Arbeiten durch unser Baukastensystem ► Stereomikroskopköpfe



Standard-Gesamtvergrößerung [Min] 6 x

Standard-Gesamtvergrößerung [Max] 55 x

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min] -5 °C

Lagertemperatur [Max] 40 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit 1 d

Abmessungen Verpackung (B×T×H) 310×300×220 mm

Nettogewicht 2,4514 kg

Versandart Paketdienst

Nettogewicht ca. 2,6 kg

Bruttogewicht ca. 3,0 kg

Versandgewicht 4,1 kg

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

| | |
|------------------|----------------------|
| Marke | Optics |
| Produktkategorie | Mikroskop |
| Produktgruppe | Stereomikroskop-Kopf |
| Produktfamilie | OZB-M |

Bauform

| | |
|--------------------------|------------|
| Optisches System | Greenough |
| Tubus Art | Binokular |
| Tubus Neigungswinkel | 35° |
| Tubus 360°-Rotation | ✓ |
| Dioptrienausgleich | beidseitig |
| Dioptrienausgleich [Min] | -6 |
| Dioptrienausgleich [Max] | 6 |
| Pupillenabstand [Max] | 76 mm |
| Pupillenabstand [Min] | 52 mm |

Okular

| | |
|---------------------|------------------|
| Okular Feldweite | HSWF |
| Blickpunkt | Hoher Augenpunkt |
| Okular Vergrößerung | 10 x |
| Okular Sehfeld | 23 mm |
| Okular Durchmesser | 30 mm |

Fokussierung

| | |
|-------------------------|---------|
| Arbeitsabstand | 108 mm |
| Zoom [Min] | 0,6 x |
| Zoom [Max] | 5,5 x |
| Vergrößerungsverhältnis | 9,2:1 |
| Sehfeld [Min] | 38,3 mm |
| Sehfeld [Max] | 4,2 mm |
| Probenhöhe [Max] | 110 mm |