

KERN OZP 552

KERN

Individueelheid, veelzijdigheid en flexibel werken door ons modulaire systeem -> stereomicroscopkoppelen



Monsterhoogte [Max]	110 mm
Totale standaardvergroting [Min]	6 x
Totale standaardvergroting [Max]	55 x

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	310×300×220 mm
Nettogewicht	2,4514 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	2,6 kg
Brutogewicht ca.	3,0 kg
Verzendgewicht	4,1 kg

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Microscop
Productgroep	Stereomicroscop-hoofd
Productfamilie	OZB-M

Ontwerp

Optisch systeem	Greenough
Tubus type	Trinoculair
Hoek van de tubus	35°
Tubus 360° rotatie	✓
Dioptrische aanpassing	beide zijden
Dioptrische aanpassing [Min]	-6
Dioptrische aanpassing [Max]	6
Straalpadverdeling	100:0
Interpupilaire afstand [Max]	76 mm
Interpupilaire afstand [Min]	52 mm

Oculair

Oculair veldbreedte	HSWF
Gezichtspunt	High Eye Point
Oculair vergroting	10 x
Oculair gezichtsveld	23 mm
Oculair diameter	30 mm

Focus

Werkende afstand	108 mm
Zoom [Min]	0,6 x
Zoom [Max]	5,5 x
Vergroting	9,2:1
Blikveld [Min]	38,3 mm
Blikveld [Max]	4,2 mm