

KERN OZS 574

KERN

Professionele stereo-zoom-microscop met parallel-optiek: uitstekende beelden, dieptescherpte, contrast en werken zonder moe te worden



Werkende afstand	91 mm
Zoom [Min]	0,8 x
Zoom [Max]	8 x
Vergroting	10,0:1
Blikveld [Min]	2,75 mm
Blikveld [Max]	27,5 mm
Focusmechanisme	grove scherpstelling
Monsterhoogte [Max]	100 mm
Totale standaardvergroting [Min]	8 x
Totale standaardvergroting [Max]	80 x

Verlichting

Type verlichting invallend licht	LED
Verlichtingsintensiteit invallend licht	3 W
Verlichtingsintensiteit doorvallend licht	3 W
Type verlichting doorvallend licht	LED
Verlichtingssterkte	Opvallend licht Doorverlichting
Verlichting dimbaar	Opvallend licht + Doorverlichting, afzonderlijk

Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	110 - 220 V
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	110 - 220 V
Plug-in voedingseenheid type	Ingebouwde voedingseenheid
Bijgeleverde stroomvoorziening	Voedingseenheid
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO
	AUS
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	UK US CH

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (BxDxH)	400x370x340 mm
Nettogewicht	5,7337 kg
Verzendmethode	Pakketdienst

Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Microscop
Productgroep	Stereomicroscop
Productfamilie	OZS-5

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Ontwerp

Afmetingen (BxDxH)	305x300x540 mm
Optisch systeem	Parallel
Tubus type	Trinoculair
Hoek van de tubus	45°
Tubus 360° rotatie	✓
Dioptrische aanpassing	beide zijden
Dioptrische aanpassing [Min]	-6
Dioptrische aanpassing [Max]	6
Contrastmethode	Helderveld Donkerveld (optioneel)
Straalpadverdeling	100:0
Interpupilaire afstand [Max]	76 mm
Interpupilaire afstand [Min]	52 mm

Oculair

Oculair veldbreedte	HWF
Oculair vergroting	10 x
Oculair gezichtsveld	22 mm
Oculair diameter	30 mm

Focus

Draaimomentregeling	✓
---------------------	---

KERN OZS 574



Professionele stereo-zoom-microscop met parallel-optiek: uitstekende beelden, dieptescherpte, contrast en werken zonder moe te worden

Nettogewicht ca.	6 kg
Brutogewicht ca.	7 kg
Verzendgewicht	10,1 kg

Objektiev

Objectieven Details	Objective Plan Achromatic 1 x anti- fungus
---------------------	--

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

