


KERN PBS-A01S05

KERN

Volume de fornecimento: 5 peças



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Balanças
Grupo de produto	Campânula de proteção

Desenho

Dimensões (L×P×A)	105×105×3 mm
-------------------	--------------

Condições ambientais

Temperatura de armazenamento [Min]	-10 °C
Temperatura de armazenamento [Max]	50 °C

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	325×215×70 mm
Peso líquido	0,017 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envio	1 kg

Pictogramas

STANDARD

