

# KERN PBS-A02

Stofhoes

**KERN**



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Weegschaal
Productgroep	Beschermhoe

## Ontwerp

Materiaal	A PET
-----------	-------

## Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-10 °C
Opslagtemperatuur [Max]	50 °C

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	250×170×60 mm
Nettogewicht	0,017 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,05 kg
Verzendgewicht	0,5 kg

## Pictogrammen

STANDARD

