

# KERN PBS-A02S05

**KERN**

Consegna: 5 pezzi



Categoria	
Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilancia
Gruppo di prodotti	Copertina rigida di protezione

Condizioni ambientali	
Temperatura di stoccaggio [Min]	-10 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	50 °C

Imballaggio e spedizione	
Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	200×170×80 mm
Peso netto	0,017 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,05 kg
Peso lordo ca.	0,05 kg
Peso di spedizione	0,5 kg

## Pittogrammi

STANDARD

