

# KERN PBS-A03

**KERN**

Set zur Dichtebestimmung, serienmäßig, nachrüstbar



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Waage

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	410×320×235 mm
Nettogewicht	1,62 kg
Versandart	Paketsdienst
Nettogewicht ca.	1,8 kg
Bruttogewicht ca.	2,4 kg
Versandgewicht	6,2 kg

## Piktogramme

STANDARD

