

KERN PBS-A03

KERN

Conjunto para determinación de la densidad, reequipable con posterioridad



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Balanzas

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	410×320×235 mm
Peso neto	1,62 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	1,8 kg
Peso bruto aprox.	2,4 kg
Peso de envío	6,2 kg

Pictogramas

STANDARD

