

KERN PBS-A03

KERN

Kit de détermination de la densité, de série, possibilité d'équipement ultérieur



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Balances

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	410×320×235 mm
Poids net	1,62 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	1,8 kg
Poids brut env.	2,4 kg
Poids d'expédition	6,2 kg

Pictogrammes

STANDARD

