

KERN PBS-A03

KERN

Set voor de dichtheidsbepaling, standaard, kan achteraf toegevoegd worden



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Weegschaal

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	410×320×235 mm
Nettogewicht	1,62 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	1,8 kg
Brutogewicht ca.	2,4 kg
Verzendgewicht	6,2 kg

Pictogrammen

STANDARD

