

KERN PBS-A03

KERN

Set para determinação de densidade, em série, reequipável



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Balanças

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	410×320×235 mm
Peso líquido	1,62 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	1,8 kg
Peso bruto aprox.	2,4 kg
Peso de envio	6,2 kg

Pictogramas

STANDARD

