

KERN PBS-A04

KERN

Set per la determinazione della densità di liquidi e solidi con densità $\leq/\geq 1$



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilancia

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	410×320×235 mm
Peso netto	1,2 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	1,2 kg
Peso lordo ca.	2,6 kg
Peso di spedizione	6,2 kg

Pittogrammi

STANDARD

