

KERN PBS-A04

KERN

Set ter bepaling van de dichtheid van vloeistoffen en vaste stoffen met een dichtheid $\leq/\geq 1$



Categorie

| | |
|------------------|------------|
| Merk | KERN |
| Productcategorie | Weegschaal |

Verpakking & verzending

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Afreesbaarheid kracht [d] (N) | 1 d |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 410×320×235 mm |
| Nettogewicht | 1,2 kg |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Nettogewicht ca. | 1,2 kg |
| Brutogewicht ca. | 2,6 kg |
| Verzendgewicht | 6,2 kg |

Pictogrammen

STANDARD

