

KERN PBS-A04

KERN

Set de ajuda para a determinação da densidade de líquidos e substâncias sólidas com densidade $\leq/\geq 1$



Categoria

| | |
|----------------------|----------|
| Marca | KERN |
| Categoria de produto | Balanças |

Embalagem e expedição

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Leitura força [d] (N) | 1 d |
| Dimensões da embalagem (L×P×A) | 410×320×235 mm |
| Peso líquido | 1,2 kg |
| Método de envio | Serviço de encomendas |
| Peso líquido aprox. | 1,2 kg |
| Peso bruto aprox. | 2,6 kg |
| Peso de envio | 6,2 kg |

Pictogramas

STANDARD

