



Aggiornamento della vostra bilancia da laboratorio a una bilancia di formulazione di fascia alta per prodotti farmaceutici, chimici e alimentari

Caratteristiche

- Combinando KERN PCB con l'EasyTouch SET-21, è possibile gestire le ricette e memorizzarle in modo immutabile in base al ruolo dell'utente. Quando si esegue una formulazione, EasyTouch Formulation guida l'utente attraverso la formulazione componente per componente e fornisce assistenza per un dosaggio preciso con l'assistente di dosaggio visivo e acustico
- Evita gli errori: EasyTouch consente di evitare in larga misura errori come componenti errati specifiche di peso imprecise

- La funzione di correzione riconosce il riempimento eccessivo e lo visualizza. Se la rimozione non è più possibile, EasyTouch è in grado di adattare automaticamente la ricetta, evitando così la perdita di risorse costose o scarse
- Il pacchetto comprende:
 - Bilancia di precisione KERN **1** PCB 300-3 / PCB 1000-2 (raffigurato in grande) / **2** PCB 10000-1
 - Software EasyTouch SET-01 Base
 - Software EasyTouch SET-21 Formulation
 - Adattatore di interfaccia USB KERN KUP-03

DI SERIE



SU RICHIESTA



| Modello | Portata [Max] g | Divisione [d] g | Riproducibilità g | Linearità g | Risoluzione Punti | Superficie di pesata mm | Dimensioni totali L×P×A mm | Peso netto ca. kg | Su richiesta |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---|
| | | | | | | | | | Certificato DAkkS DAkkS KERN |
| PCB 300-3-Rez | 360 | 0,001 | 0,002 | ± 0,005 | 360.000 | 105 | 163×245×65 | 0,85 | 963-127 |
| PCB 1000-2-Rez | 1200 | 0,01 | 0,01 | ± 0,03 | 120.000 | 130×130 | 163×245×65 | 1,2 | 963-127 |
| PCB 10000-1-Rez | 10000 | 0,1 | 0,1 | ± 0,3 | 100.000 | 150×170 | 163×245×65 | 1,4 | 963-128 |