

KERN PCB 1000-2-Rez

KERN

Atualize a sua balança de laboratório para uma balança de composição de receitas topo de gama para produtos farmacêuticos, químicos e alimentares

Easy
Touch



Software EasyTouch

SET-21
Formulation

Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Pacote de software para balanças
Grupo de produto	Balança para composição de receitas
Família de produto	PCB-Rez

Sistema de medição

Gama de pesagem [Max]	1,2 kg
Leitura [d]	10 mg
Reprodutibilidade	10 mg
Linearidade	± 30 mg
USP Peso mínimo (k = 2, U = 0.1%)	20 g
Resolução	120.000
Peso de aferição recomendado	200 g (F1); 1 kg (F1)
Possíveis pontos de ajuste	300 g; 600 g; 1,2 kg
Tempo transitório	3 s
Tempo de aquecimento	120 min
Sobrecarga excêntrica com 1/3 [Max]	40 mg
Fluência máxima (15 minutos)	100 mg
Fluência máxima (30 minutos)	200 mg

Desenho

Dimensões da caixa (L×P×A)	163×245×65 mm
Dimensões superfície de pesagem (L×P)	130×130 mm
Dimensões superfície de pesagem	130×130 mm
Nível de bolha	✓
Pés de nivelamento ajustáveis	✓

Funções

Resolução de contagem (Condições de laboratório)	60.000
Pedo de referência para contagem introduzível	✓

Menor peso parcial na contagem de unidades	20 mg
--	-------

Menor peso parcial na contagem de unidades - em condições normais	200 mg
---	--------

Fornecimento de energia

Bateria tiempo de carga	20 h
Acumulador tempo de operação - con retroiluminación	24 h
Acumulador tempo de operação - sem retroiluminación	48 h
Acumulador tiempo de carga	8 h

Condições ambientais

Temperatura ambiente [Min]	-10 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C
Humidade ambiente [Max]	80 %
Temperatura de armazenamento [Min]	-20 °C
Temperatura de armazenamento [Max]	60 °C

Homologação

Sinal CE	✓
----------	---

Serviços

Número do artigo para calibração DAkkS	963-127
Número do artigo para certificado de conformidade	969-517

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	235×365×175 mm
Peso líquido	1,1 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	1,2 kg
Peso bruto aprox.	2,0 kg
Peso de envio	3 kg


KERN PCB 1000-2-Rez



Atualize a sua balança de laboratório para uma balança de composição de receitas topo de gama para produtos farmacêuticos, químicos e alimentares

Pictogramas

STANDARD



OPTION

