


# KERN PCB 10000-1-Rez

# KERN

Atualize a sua balança de laboratório para uma balança de composição de receitas topo de gama para produtos farmacêuticos, químicos e alimentares

Easy  
Touch



Software EasyTouch

SET-21  
Formulation

## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Pacote de software para balanças
Grupo de produto	Balança para composição de receitas
Família de produto	PCB-Rez

## Sistema de medição

Gama de pesagem [Max]	10 kg
Leitura [d]	100 mg
Reprodutibilidade	100 mg
Linearidade	± 300 mg
USP Peso mínimo (k = 2, U = 0.1%)	200 g
Resolução	100.000
Peso de aferição recomendado	10 kg (F1)
Possíveis pontos de ajuste	2 kg; 5 kg; 10 kg
Tempo transitório	3 s
Tempo de aquecimento	120 min
Sobrecarga excêntrica com 1/3 [Max]	400 mg
Fluência máxima (15 minutos)	1 g
Fluência máxima (30 minutos)	2 g

## Desenho

Dimensões da caixa (L×P×A)	163×245×65 mm
Dimensões superfície de pesagem (L×P)	150×170 mm
Dimensões superfície de pesagem	150×170 mm
Nível de bolha	✓
Pés de nivelamento ajustáveis	✓

## Funções

Resolução de contagem (Condições de laboratório)	50.000
Pedo de referência para contagem introduzível	✓

Menor peso parcial na contagem de unidades 200 mg

Menor peso parcial na contagem de unidades - em condições normais 2 g

## Fornecimento de energia

Bateria tiempo de carga	20 h
Acumulador tempo de operação - con retroiluminación	24 h
Acumulador tempo de operação - sem retroiluminación	48 h
Acumulador tiempo de carga	8 h

## Condições ambientais

Temperatura ambiente [Min]	-10 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C
Humidade ambiente [Max]	80 %
Temperatura de armazenamento [Min]	-20 °C
Temperatura de armazenamento [Max]	60 °C

## Homologação

Sinal CE ✓

## Serviços

Número do artigo para calibração DAkkS	963-128
Número do artigo para certificado de conformidade	969-517

## Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	235×365×175 mm
Peso líquido	1,4 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	1,4 kg
Peso bruto aprox.	2,4 kg
Peso de envio	3 kg


# KERN PCB 10000-1-Rez



Atualize a sua balança de laboratório para uma balança de composição de receitas topo de gama para produtos farmacêuticos, químicos e alimentares

## Pictogramas

### STANDARD



### OPTION

