



Software EasyTouch

SET-21  
**Formulation**

## Upgrade Ihrer Laborwaage zur High-End Rezepturwaage für Pharma, Chemie und Food

### Merkmale

- Durch die Kombination der KERN PCB mit dem EasyTouch SET-21 können Sie Rezepte verwalten und Nutzer-Rolle-basiert unveränderbar speichern. Bei der Durchführung einer Rezeptur führt EasyTouch Formulation den Nutzer Komponente nach Komponente durch die Rezeptur und gibt mit dem optischen und akustischen Dosierassistent Hilfestellung für genaues Eindosieren
- Fehlervermeidung: EasyTouch hilft Ihnen dabei, Fehler wie falsche Komponenten oder ungenaue Gewichtsangaben weitgehend zu vermeiden
- Die Korrekturfunktion erkennt Überfüllungen und zeigt diese an. Sollte eine Entnahme nicht mehr möglich sein, kann EasyTouch die Rezeptur automatisch anpassen und so den Verlust teurer oder knapper Ressourcen verhindern
- Im Bundle enthalten:
  - Präzisionswaage KERN
    - 1 PCB 300-3 / PCB 1000-2 (groß abgebildet)
    - / 2 PCB 10000-1
  - Software EasyTouch SET-01 Base
  - Software EasyTouch SET-21 Formulation
  - USB-Schnittstellenadapter KERN KUP-03

### STANDARD



### OPTION



Modell	Wägebereich [Max] g	Ablesbarkeit [d] g	Reproduzier- bar- keit g	Linearität g	Auflösung Punkte	Wägefläche mm	Gesamt- abmessungen B×T×H mm	Netto- gewicht ca. kg	Optionen
									<b>DAkKS-Kalibrierschein</b> DAkKS KERN
<b>PCB 300-3-Rez</b>	360	0,001	0,002	± 0,005	360.000	105	163×245×65	0,85	963-127
<b>PCB 1000-2-Rez</b>	1200	0,01	0,01	± 0,03	120.000	130×130	163×245×65	1,2	963-127
<b>PCB 10000-1-Rez</b>	10000	0,1	0,1	± 0,3	100.000	150×170	163×245×65	1,4	963-128