

KERN PCD-A03

KERN

Stativ zum Hochsetzen des Auswertegeräts



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Waage
Produktgruppe	Stativ

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	195×195×250 mm
Material	A PET
Stativhöhe	250 mm
Stativ neigbar	✓

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-20 °C
Lagertemperatur [Max]	60 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	220×220×210 mm
Nettogewicht	0,5 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,50 kg
Bruttogewicht ca.	1,6 kg
Versandgewicht	2 kg

Piktogramme

STANDARD

