

KERN PCD-A03

KERN

Stativo per innalzare l'apparecchio indicatore



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilancia
Gruppo di prodotti	Stativo

Design

Dimensioni (L×P×A)	195×195×250 mm
Materiale	A PET
Stativo altezza	250 mm
Stativo inclinabile	✓

Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min]	-20 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	60 °C

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	220×220×210 mm
Peso netto	0,5 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,50 kg
Peso lordo ca.	1,6 kg
Peso di spedizione	2 kg

Pittogrammi

STANDARD

