

KERN PET-A09

KERN

USB-Barcode-Scanner, Handausführung, Abmessungen B×T×H 152×84×63 mm



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Waage
Produktgruppe	Barcode-Scanner

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	152×84×63 mm
Material	Kunststoff

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	240×108×180 mm
Nettogewicht	0,6245 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,65 kg
Bruttogewicht ca.	0,80 kg
Versandgewicht	0,9 kg

Piktogramme

STANDARD

