

# KERN PET-A09

# KERN

Escáner de código de barras USB, modelo de mano, dimensiones A×P×A 152×84×63 mm



## Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Balanzas
Grupo de producto	Escáneres de código de barras

## Diseño

Dimensiones (A×P×A)	152×84×63 mm
Material	plásticos

## Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	240×108×180 mm
Peso neto	0,6245 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,65 kg
Peso bruto aprox.	0,80 kg
Peso de envío	0,9 kg

## Pictogramas

STANDARD

