

KERN PET-A09

KERN

Scanner codice a barre USB, versione manuale, dimensioni L×P×A 152×84×63 mm



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilancia
Gruppo di prodotti	Lettori di codici a barre

Design

Dimensioni (L×P×A)	152×84×63 mm
Materiale	plastica

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	240×108×180 mm
Peso netto	0,6245 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,65 kg
Peso lordo ca.	0,80 kg
Peso di spedizione	0,9 kg

Pittogrammi

STANDARD

