

KERN PET-A09

KERN

USB-barcodescanner, handmatige uitvoering, totale afmetingen B×D×H 152×84×63 mm



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Weegschaal
Productgroep	Streepjescodescanners

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	152×84×63 mm
Materiaal	kunststoffen

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	240×108×180 mm
Nettogewicht	0,6245 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,65 kg
Brutogewicht ca.	0,80 kg
Verzendgewicht	0,9 kg

Pictogrammen

STANDARD

