

KERN PET-A09

KERN

Scanner USB de código de barras, modelo manual, dimensões L×P×A 152×84×63 mm



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Balanças
Grupo de produto	Leitores de códigos de barras

Desenho

Dimensões (L×P×A)	152×84×63 mm
Material	plásticos

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	240×108×180 mm
Peso líquido	0,6245 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,65 kg
Peso bruto aprox.	0,80 kg
Peso de envio	0,9 kg

Pictogramas

STANDARD

