

KERN PLJ-A02



Haken für Unterflurwägungen von hängenden Lasten, für Präzisionswaagen KERN und



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Waage
Produktgruppe	Haken

Bauform

Material	Metall
Nenntragfähigkeit (WLL)	20 kg

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	25×15×2 mm
Nettogewicht	0,0028 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Bruttogewicht ca.	0,25 kg
Versandgewicht	0,205 kg

Piktogramme

STANDARD

