

KERN PLJ-A02

KERN

Ganchos para pesagens subterrâneas de cargas penduradas, para balanças de precisão KERN e



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Balanças
Grupo de produto	Gancho

Desenho

Material	metal
Capacidade nominal de carga (WLL)	20 kg

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	25×15×2 mm
Peso líquido	0,0028 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,25 kg
Peso de envio	0,205 kg

Pictogramas

STANDARD

