

# KERN RH-A02

**KERN**

Glasfaser-Rundfilter, z.B. für spritzende und verkrustende Proben, Gebinde zu 100 Stück



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Waage
Produktgruppe	Glasfaserfilter

## Bauform

Bauform	Rundfilter, 90mm Durchmesser
Material	Borosilikat-Glasfasern mit organischem Binder

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	95×95×60 mm
Nettogewicht	0,047 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Bruttogewicht ca.	0,10 kg
Versandgewicht	0,1 kg

## Piktogramme

STANDARD

